


ConsultManager: Het maken van een backup en het omgaan met een USB geheugenstick

Het maken van een backup van ConsultManager

Wij adviseren u om regelmatig een backup te maken van ConsultManager. Doet u dat niet, dan kunnen gegevens verloren gaan bij een computer crash of een andere calamiteit b.v. brand of diefstal van de computer/laptop. Afhankelijk van de drukte in uw praktijk kunt u dagelijks, wekelijks of maandelijks een backup maken. Het maken van een backup houdt in, dat de hele map ConsultManager, die op uw harde schijf geïnstalleerd is, gekopieerd wordt naar een ander medium, b.v. een CD-ROM, een USB geheugenstick of een andere computer (via een ethernet netwerk).



De map ConsultManager bevat de map ConsultManager4.0 (of ander versienummer), waarin alle programmabestanden en gegevens, de map Documenten (met alle aan cliëntdossiers gekoppelde elektronische documenten) en de map ImportExport. Als u inderdaad gekoppelde elektronische documenten in de genoemde map bewaart, is de map Consultmanager dus uw complete praktijkadministratie en kunt u door een backup te maken van deze map in één keer uw hele administratie veilig stellen.

Hieronder vindt u een uitgewerkt voorbeeld hoe u een kopie of backup kunt maken van ConsultManager op een USB stick. N.B.: een kopie of backup maken van een snelkoppeling op het bureaublad heeft geen zin: hiermee wordt niet uw administratie, maar alleen de snelkoppeling gekopieerd!

Een USB geheugenstick gebruiken

Met het groeien van de grootte van bestanden voldoet tegenwoordig een floppy disk vaak niet meer als medium om bestanden te kopiëren en over te brengen naar een andere computer. Een waardige vervanger van de floppy disk is de USB geheugenstick. Opslagruimte op USB sticks varieert van ca. 16 MB tot 512 MB (oftewel ca. 10 tot 300 floppy disks!).

U kunt een USB stick gebruiken als backup medium voor ConsultManager of om het programma te kopiëren van b.v. de praktijkcomputer naar de computer thuis, zodat u daar verder kunt werken. Voor een backup van ConsultManager volstaat meestal een stick van 128 MB. Als er veel elektronische documenten opgeslagen moeten worden (b.v. veel Word documenten met testresultaten) en/of de stick wordt ook gebruikt als backup voor andere bestanden, kan het raadzaam zijn om een stick van 256 MB of 512 MB aan te schaffen. USB sticks zijn verkrijgbaar in elke computerwinkel voor enkele tientjes.

Instructies voor het werken met een USB stick:

1. In dit voorbeeld wordt een kopie/backup gemaakt van ConsultManager van de computer naar een USB stick.
2. Doe de USB stick in een USB poort van de computer.

ConsultManager: Het maken van een backup en het omgaan met een USB geheugenstick

3. Windows: Ga via Start naar Deze Computer. In het scherm ziet u alle aangesloten harde schijven, CD-ROM drives etc. De USB stick is te herkennen als bijv. de E: of F: drive met een merknaam van de stick. MacOS: het stick icoon verschijnt op het bureaublad.
4. Voor het kopiëren c.q. maken van een backup dient u de hele map ConsultManager te gebruiken, **niet** alleen bepaalde onderdelen b.v. alleen de map ConsultManager4.0 of alleen bepaalde bestanden uit de map ConsultManager4.0. In de map ConsultManager bevinden zich alle bestanden die met uw praktijkbeheer te maken hebben. Zoek de map ConsultManager op op uw harde schijf, b.v. C:\MijnDocumenten\Consultmanager.
5. Sleep de ConsultManager map van de harde schijf naar de USB stick ((linker) muisknop ingedrukt houden, loslaten wanneer de USB stick van kleur verandert).
6. De hele map ConsultManager (met daarin alle programmabestanden, gegevens en ook alle elektronische documenten in de map ConsultManager/Documenten) wordt nu naar de USB stick gekopieerd.
7. Voordat de USB stick uit de poort genomen kan worden eerst de verbinding verbreken. Windows (zie onder): klik op het icoontje "hardware veilig verwijderen" en selecteer de USB stick in het schermpje dat verschijnt. Vervolgens krijgt u een melding dat de stick verwijderd kan worden. MacOS: sleep het stick-icoon van het bureaublad naar de prullenmand ("loskoppelen").
8. Verwijder de USB stick uit de computer. Doet u dit zonder stap 7 in acht te nemen, dan kunnen gekopieerde bestanden beschadigd zijn en kunt u dus een beschadigde kopie/backup hebben.
9. Voor het overbrengen van ConsultManager van USB stick naar computer gelden analoge instructies (maar omgekeerde richting).

